



BELISLASER

Macchina Frazionaria Laser Co2 Portatile Catalogo

Contact us for more catalogs of **Macchina HIFU e HIFU vaginale**, **Macchina per cavitazione RF Micro ago RF**, **Macchina per la crescita dei capelli**, **Macchina laser CO2 frazionale**, **Macchine per la depilazione**, **Laser Nd yag e macchina laser Pico**, **Tester cutaneo Hydrafacial 2 in 1**, **Macchina per la scultura del corpo EMSlim**, **Macchina di riduzione del grasso di cavitazione RF di Cryolipolysis**, ecc.

BELISLASER

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd è un produttore riconosciuto a livello mondiale di apparecchiature mediche estetiche innovative e avanzate, con una forte presenza in Europa, Sud America e America Latina. Offriamo una gamma completa di dispositivi all'avanguardia, tra cui IPL, E-light, Radiofrequenza, Cavitazione, laser Nd-YAG, laser a diodi, laser CO2 frazionato, sistemi Lipolaser e analizzatori di pelle. La nostra rete di vendita si estende in Messico, Cile e Spagna, supportata da un agente doganale dedicato in Messico e dalla certificazione Cofepris per la conformità. Collaboriamo con ingegneri locali per fornire un'eccezionale assistenza tecnica post-vendita, assicurando ai nostri clienti un servizio affidabile ed efficiente.



Macchina Laser Co2 Frazionato Per Il Trattamento Della Pelle

Numero articolo: BL-306



introduzione

Macchina Laser CO2 Frazionato per il ringiovanimento della pelle, la rimozione delle cicatrici e i trattamenti ginecologici. Precisione a doppia modalità con impostazioni personalizzabili. Scopri di più ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Lunghezza d'onda	10,6 μ m, laser a infrarossi lontani
Potenza	40W (o 60W)
Modalità di uscita	continua, superpulse, frazionata
Raffreddamento	raffreddamento ad aria

Parametro	Specifiche
Grafica di scansione	7, quadrato, rettangolo, tondo o personalizzato
Stato di lavoro	Modalità Hyperpulse
Intervallo impulsi	1 ms-5000 ms, passo di 1 ms
Diametro spot focale	$\leq 0,2$ mm
Durata impulso	0,1 ms-10 ms, passo di 0,1 ms
Modalità di lavoro	continua, superpulse, ricarica intermittente
Intervallo spot	0,1 mm-2,6 mm, ogni passo 0,1 mm
Modalità di scansione	Emissione disordinata, con un lato come base che emette in ordine, emettendo alla massima distanza

Parametro	Specifiche
Dispositivi laser	Dispositivo laser sigillato stimolato da corrente continua
Messa a fuoco condensatore	f=100 mm



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, Cina

